

**Правила транспортировки образцов сыворотки крови**  
(для тех, кто не может привезти животное в ЦМД)

Вам необходимо обратиться в любую лицензированную ветклинику по месту жительства для того, чтобы ветврач взял анализ крови у животного и отцентрифугировал сыворотку (если этого не сделать кровь гемолизируется и будет не пригодна для исследования). Объем сыворотки должен составлять не менее 500 мкл (0,5 мл).

Ветврач должен оформить сопроводительное письмо в виде направления, в котором указать конкретные данные по Вашему животному и дату проведения вакцинации против бешенства. Направление должно иметь оригинальную печать учреждения, в котором работает ветврач. Также необходимо предоставить копию ветпаспорта животного (первой страницы с данными о животном и владельце и страницу с датой последней вакцинации против бешенства) заверенную врачом с печатью ветклиники. ФИО владельца (как в загранпаспорте) и кличка животного должны быть заполнены в ветпаспорте **на английском языке**.

Пробирка с сывороткой крови должна быть опечатана печатью ветклиники, в которой производился забор крови.

**Не опечатанные пробирки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ на исследование!!!!**

Сыворотка крови может храниться в течение 10 дней при температуре не выше 4°C 8 °C, а так же может быть заморожена и транспортируется в термосе со льдом (замороженная сыворотка не должна подвергаться размораживанию и повторному замораживанию!).

Направляется

Сыворотка крови от:

Вид животного/species \_\_\_\_\_

Порода/breed \_\_\_\_\_

Пол/sex \_\_\_\_\_

Дата рождения/date of birth \_\_\_\_\_

Кличка/name \_\_\_\_\_

Индивидуальный идентификационный номер (чип) \_\_\_\_\_

Последняя дата вакцинации против бешенства «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Наименование вакцины \_\_\_\_\_ серия и номер \_\_\_\_\_

Принадлежащего ФИО/owner \_\_\_\_\_

Срок исполнения:  Стандартный тест (2 недели)  Срочный тест (3-5 рабочих дней)  
*(нужное отметить)*

Для исследования на наличие антител к вирусу бешенства

число \_\_\_\_\_ подпись ветврача \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение к направлению:

1. копия ветеринарного паспорта животного (страница с данными о животном и владельце, страница с последней вакцинацией против бешенства), заверенная подписью ветврача и печатью ветеринарной клиники. ФИО владельца (как в загранпаспорте) и кличка животного должны быть заполнены в ветпаспорте **на английском языке**.

**Контактный телефон и адрес электронной почты владельца**

\_\_\_\_\_

**Адрес доставки проб: г.Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.5**

**Клинико-диагностический центр ФГБУ «ВГНКИ»**

**Тел.: 8 (495) 941-23-30, 940-12-61**